


Система ADHEAR

Каталог продукции



hearLIFE

ADHEAR

Что это такое?

ADHEAR — инновационная система костной проводимости, которая удовлетворяет имеющуюся потребность в нехирургических решениях в области слуховых систем костной проводимости. Благодаря своей уникальной концепции ADHEAR подходит для людей с кондуктивной тугоухостью или односторонней глухотой, давая им возможность жить в мире звуков. Некоторые кандидаты с этими типами тугоухости не могут стать пользователями импланта костной проводимости. До сих пор единственным решением для таких кандидатов была система, передающая звук за счет сильного давления на кожу.

Однако система ADHEAR позволяет эффективно передавать звук без сильного давления на кожу; она комфортна при ношении и эстетически привлекательна. Система ADHEAR состоит из клейкого адаптера, который крепится к свободной от волос области кожи за ухом, и аудиопроцессора, который просто прищелкивается к клейкому адаптеру. Аудиопроцессор улавливает звуковые волны, преобразует их в вибрации и передает на череп через клейкий адаптер. Кость проводит вибрации во внутреннее ухо, где они воспринимаются как звук.



Комплекты ADHEAR



Комплект специалиста ADHEAR

38199

Комплект специалиста ADHEAR содержит следующие компоненты:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 аудиопроцессор ADHEAR (тестер) | 1 упаковка с аксессуарами |
| 1 ADHEAR SoundCheck | 1 лист с декоративными наклейками |
| 3 карты для выбора оттенка | 1 головная повязка (черная) |



Аудиопроцессор ADHEAR (тестер)

Тестер представляет собой полностью функциональный аудиопроцессор ADHEAR. Он обозначен пометкой «test» и поставляется только в черном цвете.




SoundCheck

Для демонстрации качества звука ADHEAR



Карты для выбора оттенка

Используются для демонстрации вариантов цвета аудиопроцессора.



Упаковка с аксессуарами

- 1 инструмент для позиционирования
- 1 щетка для чистки
- 1 фиксирующая клипса
- 3 цветных чехла
- 1 упаковка батарей
- 1 отвертка для крышки отсека элементов питания



Декоративные наклейки

Для создания индивидуального дизайна кнопки выбора программы аудиопроцессора ADHEAR
12 пар разного дизайна



Головная повязка (черная)

Альтернативный вариант ношения аудиопроцессора










Комплект пользователя ADHEAR

Комплект пользователя ADHEAR содержит следующие компоненты:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 аудиопроцессор ADHEAR | 1 упаковка с аксессуарами |
| 1 ADHEAR SoundCheck | 1 лист с декоративными наклейками |
| 1 повседневный футляр | 1 головная повязка (черная) |

	Комплект пользователя ADHEAR, Простой черный	38196
	Комплект пользователя ADHEAR, Светлое серебро	38197
	Комплект пользователя ADHEAR, Коричневый	38198



Аудиопроцессор (модель 701)

Поставляется в следующих цветах: серебристый, коричневый и черный




SoundCheck

Для демонстрации качества звука ADHEAR



Повседневный футляр

Для хранения и транспортировки аудиопроцессора пользователем



Упаковка с аксессуарами

- 1 инструмент для позиционирования
- 1 щетка для чистки
- 1 фиксирующая клипса
- 3 цветных чехла
- 1 упаковка батарей
- 1 отвертка для крышки отсека элементов питания



Декоративные наклейки

Для создания индивидуального дизайна кнопки выбора программы аудиопроцессора ADHEAR
12 пар разного дизайна



Головная повязка (черная)

Альтернативный вариант ношения аудиопроцессора



ADHEAR Приклей. Щелк. Услышь.

Более подробную информацию об этом инновационном слуховом устройстве можно найти на сайте medel.com/adhear









Аксессуары ADHEAR

Для покупки по отдельности доступны следующие компоненты:



Головная повязка односторонняя





Альтернативный вариант ношения одного аудиопроцессора

 Бежевый	35324	 Синий	35326
 Черный	34691	 Розовый	35325



Головная повязка двусторонняя

Альтернативный вариант ношения двух аудиопроцессоров

 Бежевый	39607	 Синий	39609
 Черный	39606	 Розовый	39608



Клейкие адаптеры


Упаковки по 15 шт.

 Коричневый	34690	 Бежевый	34689
--	-------	---	-------



Цветные чехлы

Чехлы служат защитной оболочкой для аудиопроцессора, а также являются стильным аксессуаром. Упаковки по 2 шт.

 Синий	35328	 Черный	35330
 Розовый	35329		



Упаковка с аксессуарами

34692

- 1 инструмент для позиционирования
- 1 щетка для чистки
- 1 фиксирующая клипса
- 3 цветных чехла
- 1 упаковка батарей
- 1 отвертка для крышки отсека элементов питания

Инструмент для позиционирования и щетка для чистки



Инструмент для позиционирования используется для упрощения первоначального размещения клейкого адаптера на сосцевидном отростке.

35327

Щетка используется для очистки процессора ADHEAR.

Фиксирующая клипса



Используется для крепления аудиопроцессора к воротнику.

35338



Декоративные наклейки

Для создания индивидуального дизайна кнопки выбора программы аудиопроцессора ADHEAR

35340

Упаковка из 20 шт. – 12 пар разного дизайна

Элементы питания (батарей)



Размер р13 (6 шт.) 33961



Футляр для переноски

Удобный футляр на молнии для переноски аудиопроцессора и аксессуаров.

Дорожный футляр	33722
Повседневный футляр, размер M	34706
Повседневный футляр, размер S	34705



Аудиокабель микро-USB

Для гарнитуры ProMate Bluetooth 35337



Кабель адаптера FM

Для подключения к FM-системам 37126



Кабели аудиовхода

Односторонний, длинный (100 см)	35332
Односторонний, короткий (45 см)	35334
Двусторонний, длинный (100 см)	35333
Двусторонний, короткий (45 см)	35335



Угловой кабель адаптера

Для большего комфорта при ношении аудиопроцессора слева 35336



Программное обеспечение для конфигурации ADHEAR 1.0.1

Вариант на USB	36363
Вариант для скачивания	38208



Аппаратура для настройки

Hi-Pro 2	50031-002
Кабель CS44	36591



Запасная отвертка

Упаковки по 2 шт.	41244
Упаковки по 5 шт.	41245



SoundCheck

Для демонстрации качества звука ADHEAR	37878
--	-------



Карта для выбора оттенка

Используется для демонстрации вариантов цвета аудиопроцессора.	35343
--	-------



Обращайтесь к нам

Где сделать заказ

Чтобы заказать компоненты и аксессуары для ADHEAR, обратитесь к представителю компании MED-EL в вашем регионе.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами — мы всегда рады общению!



medel.com

Академия MED-EL

Откройте для себя Академию MED-EL для специалистов. Подпишитесь на блог, чтобы каждую неделю получать интересные статьи, описание клинических случаев, информацию о новых слуховых устройствах, материалах для реабилитации и многое другое прямо по электронной почте.

academy.medel.com

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, чтобы перейти сразу в блог.



Офисы MED-EL по всему миру

AMERICAS

Argentina
medel@medel.com.ar

Brazil
office@br.medel.com

Canada
officecanada@medel.com

Mexico
office-mexico@medel.com

United States
implants@medelus.com

ASIA PACIFIC

Australia
office@medel.com.au

China
office@medel.net.cn

Hong Kong
office@hk.medel.com

India
implants@medel.in

Indonesia
office@id.medel.com

Japan
office-japan@medel.com

Malaysia
office@my.medel.com

Philippines
office@ph.medel.com

Singapore
office@sg.medel.com

South Korea
office@kr.medel.com

Thailand
office@th.medel.com

Vietnam
office@vn.medel.com

EMEA

Austria
office@at.medel.com

Belgium
office@be.medel.com

Denmark
nordic@medel.com

Finland
office@fi.medel.com

France
office@fr.medel.com

Germany
office@medel.de

Italy
ufficio.italia@medel.com

Netherlands
office@nl.medel.com

Norway
norge@medel.com

Portugal
office@pt.medel.com

South Africa
customerserviceZA@medel.com

Spain
office@es.medel.com

Sweden
nordic@medel.com

Switzerland
office-ch@medel.com

Turkey
medelturkey@medel.com

United Arab Emirates
office@ae.medel.com

United Kingdom
customerservice@medel.co.uk

29167 r2.0